

Separations | GC Column BP5MS


50年以上にわたりキャピラリーカラムを革新的な独自の技術を用いて製造しています。また、分離分析に関する最適なソリューションを提供しています。

製品特徴

- ・超ローブリードGC/MS用カラム
- ・汎用MS分析用に最適化されたシルフェニレン構造
- ・微極性固定相

推奨アプリケーション

- ・汎用MS分析
- ・超微量成分分析



製品仕様

5% フェニルポリシルフェニレンシロキサン

他社相当品: DB-5ms, ZB-5ms, Rxi-5SilMS, VF-5ms, CP-Sil 8 CB.

Film thickness	Operating temperature
0.18, 0.25 μm	-40 °C to 330/350 °C

Part No.	内径 (mm)	膜厚 (μm)	長さ (m)	価格
054301	0.18	0.18	20	¥60,500
054308	0.25	0.25	15	¥43,900
054310	0.25	0.25	30	¥71,100
054320	0.32	0.25	30	¥74,600
054321	0.32	0.25	60	¥133,900



※ 2024年 10月 1日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。
掲載価格は希望小売価格(税別)です。

BP5MS

超ローブリッドGC/MS分析用カラム



MSブリード

BP5MS



320°Cでのブリードイオン
m/z 207は、Benzo(g,h,i)perylene
(m/z 276)に対して1.90%

Competitor



320°Cでのブリードイオン
m/z 207は、Benzo(g,h,i)perylene
(m/z 276)に対して4.80%

トレイジャンサイエンティフィックジャパン株式会社

〒231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F

Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887

email : japan@trajanscimed.com

● 2024年5月1日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格（税別）です。
BP5MS_010 © Trajan Scientific Japan 4/2025