

Injection port | OptChem™ インレットライナー

Confidence in your analysis

SGE OptChem™ インレットライナーは、GCおよびGCMSに使用し易いフォーマットで、高度なコーティング技術による最適な性能を提供します。OptChem不活性化によるSGEインレットライナーは、CRS ONE オリングとタッチレス包装によるデザインとなっています。

- Easy to choose – 使用目的別に色分け。
- Easy to use – CRS ONE オリングがあらかじめ装着された、タッチレス包装ですぐに取り付け可能。
- Confidence in your analysis – 認証された不活性化。

特長と利点

- OptChemの厚膜不活性化は、ブレイクダウンを抑制し、サンプルの損失を最小限に抑え、システムの感度を向上させます。
- USEPA 8081: 有機塩素系農薬およびUSEPA 8270: 半揮発性有機化合物で品質試験を行い、高レベルの不活性化を保証します。
- CRS ONE オリングを装着済みで、取り扱いによる汚染を軽減します。
- タッチレス包装により、設置時の汚染リスクを低減します。
- リサイクル可能なパッケージングにより、廃棄物を削減します。
















推奨アプリケーション

微量レベル、揮発性有機塩素系農薬 (OCPs)、その他農薬、残留性有機汚染物質 (POPs)、臭素化難燃剤 (BFR)、汚れたサンプル、汎用GCおよびGCMS分析

製品仕様

長さ	外径	内径	装置適合例
78.5 mm	6.3 mm	• 4 mm • 2.3 mm • 1.2 mm • ConnecTite	• Agilent Intuvo 9000, 8890, 8860, 7890, 7890B, 7820A, 6890, 6850, 5890 and 4890 • Bruker/Varian 1177 • Lucidity GC-FID • PerkinElmer GC 2400, Clarus 690 and 590 • Scion Instruments 8500 and 8300 • Thermo Scientific TRACE 1610, 1600, 1300 series and GC Ultra

Specifications are subject to change without notice. Appropriateness for instruments and individual applications must remain the responsibility of the user. Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc. Bruker is a registered trademark of Bruker Corporation. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. Thermo Scientific is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.

製品詳細	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (mm)	入数	Part no.	価格
Agilent Intuvo 9000, 8890, 8860, 7890, 7890B, 7820A, 6890, 6850, 5890 and 4890; Bruker/Varian 1177; Lucidity GC-FID; PerkinElmer GC 2400, Clarus 690 and 590; Scion Instruments 8500 and 8300; Thermo Scientific TRACE 1600, 1610, 1300 series and GC Ultra						
 Split / splitless FocusLiner	6.3	4	78.5	1	0926200201	¥3,900
				5	09262002	¥15,700
 Split / splitless tapered FocusLiner	6.3	4	78.5	1	0926200301	¥5,100
				5	09262003	¥20,500
 Split / splitless FAST FocusLiner	6.3	2.3	78.5	1	0926200501	¥4,400
				5	09262005	¥17,400
 Split / splitless tapered FAST FocusLiner	6.3	2.3	78.5	1	0926211101	¥5,800
				5	09262111	¥23,700
 ConnecTite liner standard	6.3	4	78.5	1	0926232401	¥8,000
				5	09262324	¥31,700
 ConnecTite liner top hole	6.3	4	78.5	1	0926232501	¥8,600
				5	09262325	¥34,400
 ConnecTite liner bottom hole	6.3	4	78.5	1	0926232601	¥8,600
				5	09262327	¥34,400
 Split, straight-through liner	6.3	4	78.5	1	0926200701	¥3,100
				5	09262007	¥12,400
 Split, with quartz wool	6.3	4	78.5	1	0926200101	¥3,500
				5	09262001	¥14,200
 Direct, straight-through liner	6.3	1.2	78.5	1	0926201601	¥4,000
				5	09262016	¥16,800
 Split / splitless with single taper	6.3	4	78.5	1	0926201701	¥5,000
				5	09262017	¥19,800
 Split / splitless with single taper (quartz wool)	6.3	4	78.5	1	0926201901	¥5,100
				5	09262019	¥21,400
 Split / splitless with single taper (Glass Frit)	6.3	4	78.5	1	0926201501	¥5,800
				5	09262015	¥22,880
 Split / splitless with double taper	6.3	4	78.5	1	0926201801	¥6,100
				5	09262018	¥24,500
交換用 O- リング						
CRS ONE O- リング , FKM, B010				10	0726782	¥1,900

*ライナーは全てOリング付きです。

トレイジャンサイエンティフィックジャパン株式会社
〒 231-0011 横浜市中区太田町 6-85 RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com

● 2024 年 5 月 1 日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望小売価格（税別）です。
PD-1205-G © Trajan Scientific Japan 5/2025