

SuperfleX™シリンジ【5μL - 10μL】

容量	コード	針長さ (mm)	針ゲージ	針外径 (mm)	針先形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ								
5 μL	5FX	50	26	0.47	ベベル	1	001100	¥13,200
10 μL	10FX	50	26	0.47	ベベル	1	002100	¥10,400
10 μL	SK-10FX 6PK	50	26	0.47	ベベル	6	002130	¥54,300
10 μL	10FX-5C	50	26	0.47	コーン	1	002105	¥11,800
10 μL	SK-10FX-5C 6PK	50	26	0.47	コーン	6	002133	¥61,600
10 μL	SK-10FX-5/0.63C 6PK	50	23	0.63	コーン	6	002135	¥61,600


ガイドプランジャーシリンジ【5μL - 10μL】

容量	コード	針長さ (mm)	針ゲージ	針外径 (mm)	針先形状	入数	Part no.	価格
固定針タイプ								
5 μL	5F-GP	50	26	0.47	ベベル	1	001400	¥15,300
10 μL	10F-GP	50	26	0.47	ベベル	1	002400	¥14,800
交換針タイプ								
5 μL	5R-GP	50	26	0.47	ベベル	1	001450	¥18,500
10 μL	10R-GP	50	26	0.47	ベベル	1	002450	¥16,800
交換針タイプ - ハーフスケール								
5 μL	5R-GPS*	50	26	0.47	ベベル	1	001495	¥16,700
交換針タイプ - PTFE チッププランジャー (ガスタイト)								
10 μL	10R-GP-GT	50	26	0.47	ベベル	1	002455	¥19,200

*: 特殊サイズのシリンジの為、対応する交換針は 10 μL 用が適応交換針になります。



P/N#001400、5μL、固定針タイプ、ガイドプランジャーシリンジ



リピーティングアダプター (RAX) 【0.5μL - 500μL シリンジ用】

詳細	コード	入数	Part no.	価格
リピーティングアダプター RAX	REPEATING ADAPTOR RAX	1	031930	¥8,800

リピーティングアダプター RAX は一定量を繰り返し注入する際の精度と再現性を向上させます。RAX は容量0.5 μL から 500 μL のシリンジに取り付け可能で、簡単に任意の容量にセットすることができます。

RAX はプランジャーの曲げと高圧時の飛び抜けの両方を防止できます。

RAX にはシリンジへの取り付けを簡単にするための治具が付属しており、素早く簡単にシリンジに取り付ける事が可能です。取り外して他のシリンジに取り付けることも容易に行えます。



ナノボリューム (プランジャー・イン・ニードル) シリンジ【0.5 μ L - 5 μ L】

容量	コード	針長さ (mm)	針ゲージ	針外径 (mm)	針先形状	入数	Part no.	価格
バレル 6.5mmOD								
0.5 μ L	0.5BNR-5	50	23	0.63	コーン	1	000300	¥20,200
0.5 μ L	0.5BNR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000301	¥20,200
0.5 μ L	0.5BNR-5/0.47	50	26	0.47	コーン	1	000303	¥20,200
バレル 8.0mmOD								
0.5 μ L	0.5BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000310	¥20,200
0.5 μ L	0.5BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000311	¥20,200
1 μ L	1BR-5	50	23	0.63	コーン	1	000500	¥17,000
1 μ L	1BR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000501	¥17,000
1 μ L	1BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000505	¥17,000
1 μ L	1BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000506	¥17,000
1 μ L	1BR-11.5	115	23	0.63	コーン	1	000510	¥17,800
1 μ L	1BR-7/0.47	70	26	0.47	コーン	1	000570	¥17,000
5 μ L	5BR-5	50	23	0.63	コーン	1	000800	¥17,800
5 μ L	5BR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000801	¥17,800
5 μ L	5BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000802	¥18,500
5 μ L	5BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000803	¥18,500
5 μ L	5BR-11.5	115	23	0.63	コーン	1	000804	¥19,600
バレル 6.5mmOD (リピーティングアダプター付)								
0.5 μ L	0.5BNR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000350	¥26,300
0.5 μ L	0.5BNR-5/0.47-RAX	50	26	0.47	コーン	1	000353	¥26,300
バレル 8.0mmOD (リピーティングアダプター付)								
0.5 μ L	0.5BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000355	¥25,300
1 μ L	1BR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000550	¥25,300
1 μ L	1BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000553	¥25,300
5 μ L	5BR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000850	¥25,000
5 μ L	5BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000852	¥25,000



P/N#000350、0.5 μ L、ナノボリューム(プランジャー・イン・ニードル)シリンジ(リピーティングアダプター付)

50nL以下の注入が可能で、高精度で正確なSGEのナノボリューム(プランジャー・イン・ニードル)シリンジはナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や少容量での正確なスタンダードの調整に最適です。試料はシリンジバレルではなく、針の中だけに採取され、針中のプランジャーによって採集量の全量が吐出できます。針中のプランジャーは針の先端まで到達しますのでゼロデッドボリュームとサンプルのキャリーオーバー無しを実現します。プランジャーとシリンジニードルは交換の際には両方を一緒に交換して下さい。

