

ナノボリューム (プランジャー・イン・ニードル) シリンジ【0.5 μ L - 5 μ L】

容量	コード	針長さ (mm)	針ゲージ	針外径 (mm)	針先形状	入数	Part no.	価格
バレル 6.5mmOD								
0.5 μ L	0.5BNR-5	50	23	0.63	コーン	1	000300	¥20,200
0.5 μ L	0.5BNR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000301	¥20,200
0.5 μ L	0.5BNR-5/0.47	50	26	0.47	コーン	1	000303	¥20,200
バレル 8.0mmOD								
0.5 μ L	0.5BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000310	¥20,200
0.5 μ L	0.5BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000311	¥20,200
1 μ L	1BR-5	50	23	0.63	コーン	1	000500	¥17,000
1 μ L	1BR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000501	¥17,000
1 μ L	1BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000505	¥17,000
1 μ L	1BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000506	¥17,000
1 μ L	1BR-11.5	115	23	0.63	コーン	1	000510	¥17,800
1 μ L	1BR-7/0.47	70	26	0.47	コーン	1	000570	¥17,000
5 μ L	5BR-5	50	23	0.63	コーン	1	000800	¥17,800
5 μ L	5BR-5BV	50	23	0.63	ベベル	1	000801	¥17,800
5 μ L	5BR-7	70	23	0.63	コーン	1	000802	¥18,500
5 μ L	5BR-7BV	70	23	0.63	ベベル	1	000803	¥18,500
5 μ L	5BR-11.5	115	23	0.63	コーン	1	000804	¥19,600
バレル 6.5mmOD (リピーティングアダプター付)								
0.5 μ L	0.5BNR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000350	¥26,300
0.5 μ L	0.5BNR-5/0.47-RAX	50	26	0.47	コーン	1	000353	¥26,300
バレル 8.0mmOD (リピーティングアダプター付)								
0.5 μ L	0.5BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000355	¥25,300
1 μ L	1BR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000550	¥25,300
1 μ L	1BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000553	¥25,300
5 μ L	5BR-5-RAX	50	23	0.63	コーン	1	000850	¥25,000
5 μ L	5BR-7-RAX	70	23	0.63	コーン	1	000852	¥25,000



P/N#000350、0.5 μ L、ナノボリューム(プランジャー・イン・ニードル)シリンジ(リピーティングアダプター付)

50nL以下の注入が可能で、高精度で正確なSGEのナノボリューム(プランジャー・イン・ニードル)シリンジはナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や少容量での正確なスタンダードの調整に最適です。試料はシリンジバレルではなく、針の中だけに採取され、針中のプランジャーによって採集量の全量が吐出できます。針中のプランジャーは針の先端まで到達しますのでゼロデッドボリュームとサンプルのキャリーオーバー無しを実現します。プランジャーとシリンジニードルは交換の際には両方を一緒に交換して下さい。

